



INDICAZIONI PER CALZATURE PER TIROCINIO

<p>CALZATURA DA LAVORO POSTERIORMENTE APERTA PERSONALE SANITARIO</p> <p>Marcatura CE Marcatura a norma EN ISO 20347:2004 OB-A-E-FO Suola antisdrucciolo Dotata nella parte posteriore di idoneo sistema (cinturino o simile) che garantisce in maniera stabile il mantenimento del piede durante l'attività. Assorbimento dell'energia al tallone</p>	<p>- DPI per la protezione dei piedi dal rischio chimico e biologico. Utilizzo prevalente nelle attività sanitarie e di laboratorio, quando non vi sia la necessità di sterilizzare la calzatura.</p>	
<p>CALZATURA DA LAVORO POSTERIORMENTE CHIUSA PERSONALE SANITARIO</p> <p>Marcatura CE Marcatura a norma EN ISO 20347:2004 OB-A-E-FO Suola antisdrucciolo Assorbimento dell'energia al tallone</p>	<p>- DPI per la protezione dei piedi dal rischio chimico e biologico. Utilizzo prevalente nelle attività sanitarie e di laboratorio, quando non vi sia la necessità di sterilizzare la calzatura.</p>	
<p>CALZATURA DA LAVORO – PERSONALE SANITARIO (ZOCOLI COLORATI)</p> <p>Marcatura a norma EN ISO 20347 O1 AE Suola antisdrucciolo. Dotata di parte posteriore di idoneo sistema che garantisca in maniera stabile il mantenimento del piede durante l'attività. Assorbimento dell'energia al tallone Autoclavabile, sterilizzabile.</p>	<p>DPI per la protezione dei piedi dal rischio chimico e biologico. Utilizzo prevalente nelle sale operatorie e nella attività sanitarie e di laboratorio, quando vi sia la necessità di sterilizzare la calzatura.</p>	